

ABWURFBEHÄLTER

rund, verschiedene Größen



BESCHREIBUNG

- Für Kanülen, Spritzen und ähnliche spitze Gegenstände
- Aus festem, durchstichsicherem Kunststoff
- In verschiedenen Größen verfügbar (0,8 l; 1 l; 1,5 l; 2 l; 2,5 l; 3 l; 6 l)
- Mit max. Füllstandanzeige
- Autoklavierbar
- ISO 23907-1 zertifiziert
- mit wiederverschließbarem und permanenten Verschluss

ANWENDBEREICH

- Auf Station
- Alten- und Pflegeheime
- Rehabilitation und Therapie

KENNZEICHNUNG



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Liter	Größe (Breite x Höhe / Ø)	VE
99230	Abwurfbehälter rund	0,8	103 x 160,5 mm / 78 mm Ø	140
99231		1	103 x 183,5 mm / 78 mm Ø	120
99232		1,5	143 x 127 mm / 111 mm Ø	85
99233		2	143 x 174,5 mm / 114 mm Ø	64
99234		2,5	143 x 225 mm / 114 mm Ø	54
99235		3	143 x 247,5 mm / 114 mm Ø	54
99236		6	143 x 471,6 mm / 114 mm Ø	16

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polypropylene

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- Vor Sonnenlicht schützen

Dehnung ca. (in %):

entfällt

Sterilisation:

unsteril

Waschbar bis:

entfällt

CE-Kennzeichnung:

nein

Zolltarifnummer:

90183900

Haltbarkeit:

entfällt

Klassifizierung:

entfällt

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

ja

Stand: 03-2023

nordiska+
helping people care

Victoria Höhe 1 · D-51645 Gummersbach · Tel. +49(0)2261/9891-0 · Fax +49(0)2261/9891-111 · info@nordiska.de · www.nordiska.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.