

# OPEROLL

aufblasbare Patientenlagerungsrolle



## BESCHREIBUNG

- Vielseitig einsetzbare Patientenlagerungsrolle
- Bis 1000 Aufblaszyklen getestet
- Flexibel durch Be- und Entlüften anpassbar
- Ergonomisches Arbeiten durch Zuhilfenahme von Druckluft
- Doppelte Abdeckung zur Vermeidung von Lecks (innen luftdicht durch Hochfrequenzschweißen)
- Sicherheitsventil vermeidet Überdruck durch Warnsignal (Pfeifton)
- Maximale Belastbarkeit: 205 kg

## ANWENDUNGSBEREICH

- OP (z.B. bei der Seitenlage, Nieren-Eingriffen, etc.)
- Anästhesie (bei schwierigen Intubationen)
- Endoskopie (z.B. bei ERCP-Eingriffen)
- Schmerztherapie (z.B. liegende Epiduralanästhesie)

## KENNZEICHNUNG



## BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Größe	Farbe	VE
99264	Operoll	58 x Ø 18 cm	petrol	2 Stk.

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Biokompatibler Bezug (Ökotex zertifiziert)
- Ventil aus ABS

## SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Dehnung ca. (in %):

Sterilisation:

Waschbar bis:

CE-Kennzeichnung:

Zolltarifnummer:

Haltbarkeit:

Klassifizierung:

Produkt zum Einmaligen Gebrauch:

entfällt

unsteril

Wischdesinfektion

ja

9018.9084

1.000 Aufblaszyklen

MP Klasse I

nein

 Ergotrics nv, Slachthuisstraat 120 bus 8, 2300 Turnhout, Belgium

Stand: 03-2023

**nordiska+**  
helping people care

Victoria Höhe 1 · D-51645 Gummersbach · Tel. +49(0)2261/9891-0 · Fax +49(0)2261/9891-111 · info@nordiska.de · www.nordiska.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.