

## MORPHECOVER<sup>®</sup>

Schnelles, ergonomisches und sicheres seitliches Umlagern  
mit der Hilfe von Druckluft.



## MORPHECOVER®

DER CLEVERE MATRATZENBEZUG MIT ZWEI LUFTKAMMERN, DIE ABWECHSELND MIT DRUCKLUFT AUFGEBLASEN WERDEN KÖNNEN

Morphecover® ermöglicht es dem Pflegepersonal in Krankenhäusern, **bettlägerige Patienten bis zu 205 kg mühelos in abwechselnde Positionen nach links und rechts zu kippen**. Dies erleichtert die Pflege und ermöglicht eine **regelmäßige Umlagerungstherapie** mit nur **einer Pflegekraft**.

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass das **Umlagern** von Patienten **alle zwei Stunden** viele **Vorteile** hat und dazu beiträgt, **Komplikationen zu vermeiden**. Die **Patienten erholen sich schneller** und die Sauerstoffversorgung wird verbessert. Außerdem werden Hautschäden sowie kardiovaskuläre und muskuloskeletale Auswirkungen der Immobilität verhindert. Allerdings ist das Pflegepersonal oft nicht in der Lage, die Patienten regelmäßig manuell umzulagern. Es ist zeitaufwändig, erfordert die Arbeitskraft von zwei bis vier Pflegekräften und stellt eine schwere ergonomische Belastung dar. Morphecover® ermöglicht es dem Pflegepersonal in den Krankenhäusern, Patienten mühelos in wechselnde Positionen (links und rechts) zu kippen. Der einzigartige Vorteil der Ergotrics-Innovation ist die Verwendung von **Druckluft anstelle von Handarbeit**, was einen ergonomischen Durchbruch in den Krankenhäusern darstellt.



Inklusive 4cm Topper:  
Schaumstoff oder 3D

Ganz einfach mit dem Hummingbird zu belüften. Kompatibel mit dem Standard-Druckluftsystem im Krankenhaus!

100% hygienisch:  
maschinenwaschbar bei 60°C



...und deswegen **direkt auf der Patientenhaut anwendbar!**



## Zahlreiche Vorteile für Patient und Pflegepersonal



### REDUZIERUNG VON RÜCKENSCHMERZEN für das Pflegepersonal

Reduzieren Sie die körperliche Belastung durch den Einsatz von Druckluft anstelle von Handarbeit.



### OPTIMALE PATIENTENVERSORGUNG OHNE WIRBELSÄULENVERDREHUNG

Halten Sie sich an die Empfehlung, den Patienten alle 2 Stunden umzulagern. Morphecover® stützt den gesamten Oberkörper, so dass die Winkelung von Schultern und Hüften gleich bleibt.



### ZEITSPAREND UND EINFACH IN DER ANWENDUNG



Manuelles Umlagern in weniger als einer Minute. Einfach und schnell. Weniger Pflegepersonal für die Neupositionierung erforderlich. Mehr Zeit für die Pflege.



### STABILE POSITIONIERUNG

Morphecover® wird oben auf die Matratze gelegt. Kippt nur eine Seite (nicht die gesamte Matratze) und verhindert so ein Wegrutschen des Patienten.

## Aufbau vom MORPHECOVER®:



## INTERESSE AN WEITEREN PRODUKTEN RUND UM DAS THEMA (UM-)LAGERUNG?

...dann ist unser **Positionierungshilfsmittelkatalog** genau das Richtige für Sie!

Darin finden Sie **mehr als 50 Artikel** aus den Bereichen Positionierung, Umlagerung, OP-Tisch-Zubehör und vielem mehr. Entdecken Sie darin **Lagerungsprodukte von Kopf bis Fuß**, für **Kinder** und **Erwachsene**. Egal ob für die **Bauch-, Rücken-, Seiten- oder Steinschnittlage** - bei uns finden Sie die Produkte, die am besten zu Ihnen passen!



### INKLUSIVE

bebilderten **Anwendungsbeispielen**, **Checklisten** und **Schritt-für-Schritt-Anleitungen!**



Jetzt hier **scannen** und direkt **online durchblättern!**



Im Vertrieb durch:

**nordiska**   
helping people care

Victoria Höhe 1 • 51645 Gummersbach  
T: 0 22 61/98 91 0 • F: 0 22 61/98 91 111  
[www.nordiska.de](http://www.nordiska.de) • [info@nordiska.de](mailto:info@nordiska.de)

© 2024 nordiska GmbH & Co. KG.  
Konstruktions- und/oder fertigungsbedingt unvermeidbare oder erforderliche Änderungen sowie Irrtümer und Druckfehler behalten wir uns auch ohne vorherige Information ausdrücklich vor.  
1. Druckauflage