

# KATHETERKÖCHER

mit Milchglas-Sichtfenster



## BESCHREIBUNG

- Sorgt dafür, dass die Katheter trocken, staubfrei und sauber zum Behandlungsort gelangen
- mit eingeschobenem Milchglas-Sichtfenster (120x 500 mm) aus Acrylglas in der Front zur Füllstandermittlung
- Lagerung entspricht der DIN58953-8:2010 für sterile Medizinprodukte
- Komplett schließbar mit scharnierbefestigtem Deckel
- Boden kann abgeklappt werden, somit ist eine Reinigung von oben und unten möglich
- Mit angeschweißtem Haken zur Befestigung an einer Normschiene
- Umgelegte Kanten am Eingriff zur Prävention von Verletzungen
- **\*Erhältliche Höhen: 60 cm oder 70 cm**

## ANWENDUNGSBEREICH

- OP
- Intensivstation
- Auf Station
- Endoskopie

## KENNZEICHNUNG



## BESTELLINFORMATION

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße	VE
98276	Katheterköcher mit Milchglas-Sichtfenster	14 x 9 x 60* cm	1 Stk.

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Edelstahl (rostfrei)
- Sichtfenster aus Acrylglas

## SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- Trocken lagern

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbarkeit:	autoklavierbar*
CE-Kennzeichnung:	nein
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	entfällt
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

\*Betrifft lediglich das Edelstahl-Gefäß. Die Reinigung der Acrylglas-Scheibe erfolgt mittels handwarmen Wasser und stark verdünnten, milden Flüssigreinigern. Keine Reinigungsmittel mit scheuernden Substanzen, keine Reinigungsmittel mit Lösungsmitteln oder stark alkoholischen Desinfektionsmitteln verwenden, diese können den Köcher beschädigen.

Stand: 10-2024

**nordiska**   
helping people care

Victoria Höhe 1 · D-51645 Gummersbach · Tel. +49(0)2261/9891-0 · Fax +49(0)2261/9891-111 · info@nordiska.de · www.nordiska.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.