

GREENSPRING COVID-19-ANTIGEN PROFI TEST

BFARM gelistet und voll erstattungsfähig



BESCHREIBUNG


- Vorgefüllte Röhrchen
- Typ: Lateral flow PoC Test; Testtyp: Qualitativ
- **CE zertifiziert, Medizinprodukt der Klasse IVD**
- Probenentnahme: 4in1 Test: Nasal, Nasopharyngeal, Oropharyngeal und Speichel
- Dauer: 15 Minuten
- **BFARM Listung: AT 417/20 ; Paul Ehrlich Evaluiert: Ja; In HSC- Liste Registriert, Device ID 2109**
- Sensitivität: Cq < 25: 100%, Cq 25 – 30: 95,7 %
- Spezifität: 100 %

ANWENDUNGSBEREICH

Nicht für den privaten Gebrauch geeignet.

Ausschließlich für die professionelle Anwendung am Point of care und nur von geschultem Personal.

KENNZEICHNUNG



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	VE
99818-25	Greenspring COVID-19-Antigen Profi Test	1 VE = 1.000 Stk. (1 Karton = 40 Boxen á 25 Stk.)

INHALT

- 25 x Testkassetten (verpackt in Folienbeuteln mit Trockenmittel)
- 25 x Extraktionsreagenzröhrchen mit 0,3 ml Extraktionsreagenz
- 25 x sterilisierte Tupfer zur Probenentnahme
- 1 x Gebrauchsanweisung

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 30°C) oder Kälte (unter 2°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

Dehnung ca. (in %):

Sterilisation:

Waschbar bis:

CE-Kennzeichnung:

Zolltarifnummer:

Haltbarkeit:

Klassifizierung:

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

entfällt

entfällt

entfällt

ja

3822.1900

bis 09/2026

IVD

ja